



Servicio de Genética
Facultad de Veterinaria
28040 Madrid



EMPRESAS DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Arranque entre 50 y 60 pelos de la cola o de los crines del animal y colóquelos sobre la plantilla que aparece más abajo. Sólo un animal por plantilla.

<p>Coloque el extremo de los pelos aquí (el que contiene los bulbos)</p>	<p>Pegue la cinta adhesiva aquí</p>	<p>Coloque el resto del pelo aquí enrollándolo si es necesario</p>
--	-------------------------------------	--