


REAL

RECYCLING ALIGNERS


1. Indicar a los pacientes traer los alineadores a las citas (de momento deben ser exclusivamente de la marca Invisalign).



2. Enjuagar los alineadores con agua



3. Introducir los alineadores en la solución desinfectante (A un litro de agua agregar 100 ml de lejía al 1%) durante 15 minutos.



4. Almacenarlos y una vez se haya recogido una cantidad considerable (1 bolsa de 50L), avisar al email real@ucm.es para que pasemos a buscarlos.



Cualquier consulta o sugerencia puede enviarnos un e-mail a real@ucm.es