



PRUEBA PRÁCTICA DEL EJERCICIO DE T.E. II LAB. Y SERVICIOS CLÍNICOS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA Y SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(RES. 11-07-2022)**

11 de enero de 2023

SUPUESTO 1 (Máx. Puntuación: 12 puntos)

RECONOCIMIENTO INSTRUMENTAL

1) ¿Cómo se denomina este instrumento?



- a) Limas
- b) Gubia
- c) Cíncel
- d) Aguja

2) ¿Cómo se denomina este instrumento?



- a) Cucharillas
- b) Separadores
- c) Elevadores
- d) Gubias

3) ¿Cómo se denomina este instrumento?



- a) Alicate triple articulación
- b) Alicate tres puntas
- c) Alicate de corte
- d) Alicate de modelar ceras

4) ¿Cómo se denomina este instrumento?



- a) Sonda recta
- b) Sonda doble
- c) Sonda periodoncia
- d) Instrumento de Fisher

SUPUESTO 2 (Máx. Puntuación: 12 puntos)

- 5) ¿Qué es lo primero que hay que hacer normalmente con el instrumental usado en la clínica al llegar al área de esterilización?
- a) Embolsarlo
 - b) Esterilizarlo directamente
 - c) Lavarlo en el ultrasonido o manualmente con agua y detergente enzimático
 - d) Lavarlo y esterilizarlo sin embolsar
- 6) Una vez lavado el instrumental en la cubeta de ultrasonidos, ¿qué debemos hacer?
- a) Aclararlo con agua abundante
 - b) Empaquetarlo para su esterilización
 - c) Esterilizarlo sin embolsar
 - d) Empaquetarlo para su uso
- 7) ¿Cómo deben ser las bolsas para esterilizar y conservar el instrumental?
- a) De plástico
 - b) De tela
 - c) Con un lado de papel poroso y otro plástico impermeable
 - d) Sensibles al calor
- 8) Indica el protocolo correcto de esterilización del instrumental clínico:
- a) Recoger, lavar y esterilizar
 - b) Recoger, lavar, aclarar, secar, embolsar, fechar y esterilizar
 - c) Lavar, secar, embolsar y esterilizar
 - d) Lavar, embolsar y esterilizar